

Информация для установки и
эксплуатации
программы для ЭВМ
«Matrix GO: программный
комплекс управления
медицинским учреждением»

Информация для установки и эксплуатации

Система поддерживает следующие интерфейсы:

1) WEB интерфейс в рамках настольных операционных систем (MozillaFirefox, GoogleChrome, Яндекс, Спутник)

Установка

WEB интерфейс

Не требует установки. Для использования системы, пользователю необходимо запустить web браузер (MozillaFirefox, GoogleChrome, Яндекс, Спутник) и открыть в нем страницу вида

<https://clinic.matrixgo-x.ru/> для пользовательской части

<https://admin-clinic.matrixgo-x.ru/> - для административной части

Варианты установки Matrix GO

Рекомендуемые системные требования к серверу для установки Matrix GO:

- процессор i3 или лучше, от 2 GHz;
- от 2 ГБ оперативной памяти;
- сетевой порт 1 GBit/s;
- USB 2.0 или 3.0;
- дисковое пространство:
- для установки - 2 ГБ,
- для хранения данных минимально рекомендуется 100 ГБ.

Рабочие места пользователей:

- двухъядерный процессор с частотой 3 ГГц
- 4 ГБ оперативной памяти
- мониторы с разрешением 1920x1080
- браузер на движке WebKit, например, Google Chrome

Требования к рабочим местам у системы небольшие, так как основным инструментом будет браузер. Также рекомендуем установку SSD, это поможет ускорить работу.

Для работы блоков штрихкодирования потребуются сканеры штрихкодов. Мы рекомендуем сканеры Symbol, с эмуляцией клавиатуры.

С учетом подключения фискального регистратора - потребуется программное обеспечение ККМServer. Поддерживаются практически все популярные модели и производители фискальных регистраторов*.

Для полноценной работы модуля «Call-центр» потребуется интеграция системы с IP-АТС медицинского учреждения, на текущий момент поддерживаются решения на базе Asterisk и Mango. Однако по запросу для клиентов разрабатывается API для интеграции с иными популярными сервисами IP-телефонии.

Также предусмотрен альтернативный вариант размещения сервера на хостинге VDS.